

UPUSTVO ZA UPOTREBU

VAZDUŠNI POJAS ZA DEKOMPRESIJU


Predstavljamo novu tehnologiju u tretmanu bola u lumbalnom delu leđa izazvanog bolestima kičme ili povredom. Vazdušni pojas za dekompresiju karakteriše jedinstveni sistem vazdušnih komora koje pomažu kombinujući efikasan tretman i ublažavanje bola, smanjujući pritisak u pršljenovima.

Novi dizajn koji je specijalno pomaže pre i posle operacije, i pruža vanrednu fleksibilnost.


CE **FDA** ISO9001 USA Patent: 8685193




Sadržaj pakovanja:



Pojas



Uputstvo za upotrebu




Pumpa

Spojite pomoću traku za povezivanje cev sa ventilom da bi sprečili da ispadne ventil dok ispuštate vazduh.



Dodatna čičak traka




Okrenite u pravcu kazaljke na satu da zategnete.



Pritisnite na dole da bi ispumpali pojas.

Multifunkcionalni prekidač:

Jedan krak se koristi da ispumpa pojas, a drugi da otvori ili zatvori ventil.





Šta je vazdušni pojas za dekompresiju?


Vazdušni pojas je tanak, lagan i lak za korišćenje; nudi visok stepen pokretljivosti, olakšanja, tretirajući i sprečavajući bol u leđima. Može da se nosi diskretno ispod odeće omogućavajući obavljanje svakodnevnih aktivnosti kao što su vožnja, šetnja i stajanje duži period, i sve to uz aktivni stil života, rada, uživajući u sportu i ostalim aktivnostima.

Vazdušni pojas deluje tako da obezbedi istezanje između donjeg dela grudnog koša i gornjeg dela bedra, efikasno smanjujući pritisak u lumbalnom delu kičme. Vertikalno istežuće komore kreiraju virtualnu podršku vazdušnih komora, obezbeđujući smanjenje pritiska u kičmi na slabinske pršljenove, uspešno eliminisući bol u donjem delu leđa.


Vazdušni pojas ublažava bol i pomaže u aktivnoj rehabilitaciji, omogućavajući da se međupršljenski disk , ili jezgro diska, vrati u svoj prirodni položaj. Povećavajući međupršljenski prostor, smanjuje se pritisak na koren nerva, i na prirodni način se smanjuje bol.



Na koji način deluje vazdušni pojас?



Postaviti ne napumpan pojас između donjeg dela rebara i gornjeg kuka. Budite sigurni da je pojас zategnut i da dobro naleže.



Napumpajte pojас koristeći pumpu. Pojas će se proširiti vertikalno za 7 do 10cm. Ovo će proizvesti istežući efekat na slabinske pršljenove.


Pre tretmana:

Oštećeni ili pomeren međupрšljenski disk ili oštećeno jezgro diska, pritiska koren nerva izazivajući bol.




Posle tretmana:

Vazdušni pojас pomaže u vraćanju odgovarajuće pozicije međupрšljenskog diska ili jezgra diska povećavajući međupрšljenski prostор umanjujući pritisak između lumbalnih i vratnih pršljenova.



Karakteristike vazdušnog pojasa

1. Relaksira grčenje mišića i bol.
2. Pomaže u tretiranju degenerativnih bolesti međupršljenovih diskova, spinalne stenoze (suženje slabinskog dela kičmenog kanala), išijasa (pritiskanje oštećenog diska na kičmeni koren) i spondiloze (degenerativne promene na hrskavici koja oblaže pršljenove).
3. Lečenje ispalih i oštećenih diskova. Pomaže u eliminisanju bolova u leđima, kukovima, butinama, nogama i/ili stopalima. Kod ispalih ili oštećenih diskova, umanjuje bol produžavajući intervertebralni prostor (prostor između dva diska) u lumbalnom delu kičme.
4. Pomaže pojedincima sa napornim poslovima koji zahtevaju podizanje tereta ili pri dugotrajnim vožnjama.
5. Pomaže pri održavanju pravilnog položaja. Nepravilno držanje gornjeg dela tela, vrši pritisak na diskove i izaziva bol u leđima.
6. Može da se nosi ispod odeće.
7. Veoma lagan, udoban i omogućava punu slobodu pokreta.
8. Napravljen od veoma izdržljivog, 100% mekog pamučnog materijala.
9. Jednostavan za korišćenje.



Kako se nosi




Važno:



Ne koristiti pojaz dok jedete ili u toku sat vremena posle jela.

Određivanje odgovarajuće veličine je neophodno. Izmerite obim struka za odgovarajuću meru.

1. Uvucite stomak, a potom stavite pojaz prema slici 1.





2. Da bi pojaz nalegao kako treba, držite pojaz sa obe ruke za krajeve, i preklopite ga kao na slici 2.





3. U smeru kazaljke na satu zategnjite sigurnosni ventil (vidi sliku 3), a potom spojite ulaz preko sigurnosne kopče sa pumpom.

Važno: Pojas treba da bude zategnut, osiguran i konforan



4. Naduvavati pojaz koristeći pumpu za naduvavanje, dok se pojaz ne naduva. U slučaju brzog pumpanja, može doći do ispumpavanja (vidi sliku 5).
5. Zatim odvojite pumpu od sigurnosnog ventila (vidi sliku 6 i 7) na obe slike je prikaz posle naduvavanja pojaza.



6. Nosit po dva sata, dva ili tri puta dnevno. Ako je neophodno, može se nositi i više puta tokom dana, ali se moraju raditi vežbe za jačanje leđnih mišića.

Upozorenje

1. Pacijenti sa oštećenom kičmom uzrokovano tumorom, ne smeju koristiti ovaj pojasa.
2. Pacijenti sa akutnim povredama leđa I teškom osteoporozom, ne smeju da koriste ovaj pojasa.
3. Pacijenti koji su imali operaciju kičme, ne smeju da koriste ovaj pojasa.
4. Žene u trudnoći I deca ispod 12 godina ne smeju da koriste ovaj pojasa
5. Pacijenti koji boluju od hroničnih bolesti, moraju konsultovati svog lekara pre korišćenja ovog pojasa



Mere predostrožnosti

1. Pojas ne sme da se pere.
2. Oštре predmete držati dalje od pojasa.
3. Izbegavati direktno izlaganje pojasa suncu I toplosti.
4. Pojas koristiti isključivo za lumbalnu regiju.
5. Veoma je važno raditi vežbe za jačanje leđa dok koristite ovaj pojasa.
6. Ne koristite pojasa za vreme jela I u toku sat vremena posle jela.
7. Ako nošenje pojasa izaziva bilo kakvu bol, prestanite sa nošenjem, I konsultujte se sa vašim lekarom.
8. Molimo Vas, pročitajte pažljivo upustvo pre korišćenja pojasa.

Preporuka za efikasnije korišćenje

1. Nosite ga u intervalima od 4-5 sati (2 sata nosite, 2 sata skinete, i tako u krug). Nošenje pojasa je efikasnije dok stojite.
2. Pojas se može nositi kao prevencija i za ublažavanje bola u leđima. Koristite pojasa kada radite nešto što uzrokuje stres u donjem delu leđa.
3. U slučaju povećanja боли, smanjite nošenje pojasa, da se opuste mišići.
4. Podesite pojasa prema obliku vašeg tela. Možda ćete imati bolje naleganje noseći pojasa više ili niže u odnosu na struk. Pojas može da se nosi direktno na kožu ili preko tanje pamučne majce. Ako se pojavi alergija, konsultujte se sa kožnim lekarom.

Materijal

- Spoljni materijal: PU
- Unutrašnji materijal: pamuk
- Materijal vazdušnih mehurova: TPU
- Materijal za nastavak pojasa: velcro
- Materijal pumpe: PA6






Jedinstveni aspekti vazdušnog pojasa

1. Korisnici sada imaju pogodnost sigurne, luke i efikasne kontinuirane dekompresije kod kuće i na poslu.
2. Poboljšano držanje i podrška dok stojite. Vazdušni pojas smanjujući pritisak, umanjuje bol.
3. Veoma lak, ugodan, umanjuje bol za vreme rada, putovanja ili vežbanja.
4. Prevencija, održavanje i opuštanje bilo kada, bilo gde.

VELIČINA	OBIM STRUKA
S	66-80cm
M	80-90cm
L	90-100cm
XL	100-115cm
XXL	115-130cm
XXXL	130-145cm



Savremeni dizajn

1. Širina slabinskog dela većine ljudi je oko 10cm. Moćna ekstenzija i zaštita donjeg dela leđa može se postići efikasno nošenjem pojasa koji može da se rastegne do 20cm posle naduvavanja.
2. Oblik donjeg dela leđa ima oblik slova C, a pojasi su dizajnirani u obliku obrnutog slova C, tako da odgovara svim oblicima ljudskog tela.
3. Pojas je osmišljen da ima mnogo dodirnih tačaka, koji kada se naduvaju, rezultiraju snažnim efektom istezanja na slabinske pršljene.
4. Vrhunski kvalitet materijala koji je korišćen za izradu pojasa, obezbeđuje odlično zadržavanje vazduha i dugovečnost.
5. Pumpa će automatski prestati da pumpa vazduh kada pritisak u pojusu pređe 0,15MPA.

